

TOUCHGRIP

 American
Dental
Systems

nach **Hürzeler**
by **/Zuhr**



**Optimale
Griffigkeit
bei idealem
Feedback**

**Optimal
Handling,
Ideal
Feedback**

Von Experten für Experten

Aufgrund langjähriger Erfahrung in der klinischen Anwendung haben Professor Hürzeler und Dr. Zuhr ein den grundlegenden Bedürfnissen der Implantat- und Parodontalchirurgie entsprechendes Instrumentarium entwickelt. Der Name „TOUCHGRIP“ steht für die Kombination aus optimaler Griffigkeit und idealem Feedback für den Anwender. Dabei wird nicht mehr strikt zwischen mikro- und makrochirurgischem Einsatzbereich unterschieden. Stattdessen steht nun ein Set für alle Indikationen zur Verfügung.

By experts for
experts

Based on many years of experience in clinical use Prof. Huerzeler and Dr. Zuhr have developed an instrumentation system that satisfies all the basic needs of implant and periodontal surgery alike. Its name “TOUCHGRIP” reflects the perfect combination of optimum grip and ideal tactile responsiveness for the user. The distinction once made between micro- and microsurgical applications has been rendered obsolete – now there is one set for every indication.



Prof. Dr. Markus Hürzeler



Dr. Otto Zuhr DDS PhD




Besseres Feedback und optimale Bewegungsabläufe

Die spezielle ergonomische Formgebung der Instrumentengriffe bewirkt, dass der Behandler quasi dazu gezwungen wird, die Instrumente richtig zu halten. Zudem sind die Instrumente perfekt ausbalanciert und liegen somit sicher und angenehm in der Hand, wie ein Bleistift. Der runde Querschnitt des Griffs ist mit zahlreichen Einsenkungen und vor allem Erhebungen versehen. Bis heute wurden Instrumente immer nur mit Einsenkungen konstruiert. Mit dem Einbau von Erhebungen erreichen die TOUCHGRIP-Instrumente eine bis heute einmalige Eigenschaft in der Instrumententechnik: Es können sowohl Druck- wie Zugbewegungen gleich effektiv durchgeführt werden. Des Weiteren sind einige Instrumente schwerer, um dem Anwender ein besseres Feedback zu vermitteln und für mehr Griffigkeit und Haptik zu sorgen.

Better feedback and optimal handlings

The handles' special ergonomic shape practically forces users to hold the instruments correctly. What's more, every instrument is perfectly weight-balanced, so it rests securely and comfortably in your hand, just like a pencil. The round handles feature numerous indentations and raised areas. Until now, instrument handles have only ever featured indentations. The inclusion of raised areas in the handle makes TOUCHGRIP instruments totally unique. Both pushing and pulling movements can be performed equally effectively. Some of the instruments are heavier than usual. This is to give the user greater responsiveness – the instrument sits better in the hand and can be felt more precisely.




Basis-Chirurgie-Set Basic Surgical Kit

nach/by Hürzeler/Zuhr


Art.-Nr. 8600540

Das Basis-Chirurgie-Set vereint die acht grundlegendsten Instrumente der TOUCHGRIP-Linie in einem Tray.

The Basic Surgical Kit combines the eight most essential instruments of the TOUCHGRIP line in one tray.



Inhalte Contents



TOUCHGRIP 01
Mikrochirurgische Pinzette
Micro Forceps
Art.-Nr. 8600501

TOUCHGRIP 02
Mikrochirurgische Federschere
Micro Spring Scissors
Art.-Nr. 8600502

TOUCHGRIP 03
Mikrochirurgischer Skalpellgriff
Micro Scalpel Handle
Art.-Nr. 8600503

TOUCHGRIP 04
Mikrochirurgischer Nadelhalter
Micro Needle Holder
Art.-Nr. 8600504

TOUCHGRIP 05
Papillenelevator
Papilla Elevator
Art.-Nr. 8600505

TOUCHGRIP 06
Tunnelinstrument kombiniert
Tunneling Knife
Art.-Nr. 8600506

TOUCHGRIP 07
Raspatorium palatinal
Palatal Periosteal Elevator
Art.-Nr. 8600507

TOUCHGRIP 09
Skalpellgriff für Standardklingen
Scalpel Handle for stand blades
Art.-Nr. 8600509

Wurzelinstrumentierungs-Set Root Instrumentation Kit

nach/by Hürzeler/Zuhr


Art.-Nr. 8600566

Prof. Dr. Hürzeler und Dr. Zuhr entwickelten ein Instrumentenset, das die grundlegenden Anforderungen der Implantat- und Parodontalchirurgie erfüllt.

Prof. Dr. Hürzeler and Dr. Zuhr developed a set of instruments meeting the basic requirements of implant surgery and periodontal surgery.



Inhalte Contents



TOUCHGRIP 16
Back-Action-Meißel
Back-Action Chisel
Art.-Nr. 8600516

TOUCHGRIP 17
Fedi Knochenmeißel
Fedi Bone Chisel
Art.-Nr. 8600517

TOUCHGRIP 30
Furkator Kürette
Furcator Curette
Art.-Nr. 8600650

TOUCHGRIP 31
Universal Kürette langer 3/4 Mini 5
Universal Curette long 3/4 Mini 5
Art.-Nr. 8600651

TOUCHGRIP 32
Spezial Kürette Gracey 5-6
Special Curette Gracey 5-6
Art.-Nr. 8600652

TOUCHGRIP 33
Explorer 11-12
Explorer 11-12
Art.-Nr. 8600653

TOUCHGRIP 34
Spezial Kürette Gracey 11-12
Special Curette Gracey 11-12
Art.-Nr. 8600654

TOUCHGRIP 35
Spezial Kürette Gracey 13-14
Special Curette Gracey 13-14
Art.-Nr. 8600655

Sofort-Implantations-Set Immediate Implantation Kit

nach/by Hürzeler/Zuhr


Art.-Nr. 8600541

Dieses neue Kit enthält speziell entwickelte Werkzeuge, um die sofortige Implantatplatzierung vorhersehbarer zu gestalten. Es ermöglicht die Behandlung aller klinischen Situationen, die dabei auftreten können.

This new kit includes specially designed tools to make immediate implant placement more predictable. It allows for the management of all clinical situations that may arise.



Inhalte Contents



TOUCHGRIP 18

Scharfer Löffel
Sharp Spoon

Art.-Nr. 8600518

TOUCHGRIP 26

Approximal-Desmotom
Approximal-Desmotom

Art.-Nr. 8600526

TOUCHGRIP 27

Osteotom konkav 3,0
Osteotome concave 3.0

Art.-Nr. 8600527

TOUCHGRIP 28

Osteotom konkav 4,0
Osteotome concave 4.0

Art.-Nr. 8600528

TOUCHGRIP 29

PA-Sonde, North Carolina CNC
PA-Probe, North Carolina CNC

Art.-Nr. 8600529

TOUCHGRIP 36

Flachmeißel
Flat Chisel

Art.-Nr. 8600531

TOUCHGRIP 37

Kugelsonde
Ball Probe


Art.-Nr. 8600532



Bilder mit freundlicher Genehmigung von © Prof. Dr. Markus Hürzeler, alle Rechte vorbehalten

Die Sofortimplantation nach Hürzeler/Zuhr beginnt mit einer intrasulculären Inzision um den nicht erhaltungswürdigen Zahn, gefolgt von einer schonenden Mobilisation und Extraktion. Anschließend wird entzündliches Gewebe aus der Alveole entfernt und die Knochenstruktur sondiert. Bei Bedarf erfolgt ein krestaler Sinuslift. Autologer Knochen wird aus der Tuberregion entnommen, um die fehlende bukkale Lamelle und weitere Defekte zu rekonstruieren. Nach der Defektrekonstruktion wird das Implantat in die vorbereitete Alveole eingebracht und mit einer individuellen Heilungskappe versorgt. Drei Monate später erfolgt die finale Versorgung mit einer verschraubten Krone.

The immediate implant placement following the Hürzeler/Zuhr protocol begins with an intrasulcular incision around the non-restorable tooth, followed by careful mobilization and extraction. Inflammatory tissue is removed, and the socket is probed. If necessary, a crestal sinus lift is performed. Autologous bone, harvested from the tuberosity region, is used to reconstruct the missing buccal plate and other defects. After the reconstruction, the implant is placed into the prepared site and fitted with a customized healing cap. Final restoration with a screw-retained crown is completed after three months.



Spezialwurzelsheber #1
mit abgeschrägter Kante links
Special Root Elevator #1
with beveled edge left
Art.-Nr. 8600700


Spezialwurzelsheber #2
mit abgeschrägter Kante rechts
Special Root Elevator #2
with beveled edge right
Art.-Nr. 8600701

Hammer #3
bleigefüllt, 20 mm, 16,5 cm, 140 g
Hammer #3
lead-filled, 20 mm,
16.5 cm, 140 g
Art.-Nr. 8600702

Mini Friedman #4
Hohlmeißelzange, 14 cm, Winkel 30°
Mini Friedman #4
Gouge pliers, 14 cm, angle 30°
Art.-Nr. 8600703

mamadent Makro Anmischbecher #5
rostfrei mit Deckel aus POM
mamadent mixing cup #5
stainless with POM lid
Art.-Nr. 8200663

Anmischbecher #6
rostfrei
Mixing Cup #6
stainless
Art.-Nr. 8600705



01 TOUCHGRIP 01
Mikrochirurgische Pinzette, 17,5 cm
Micro Forceps
Art.-Nr. 8600501

02 TOUCHGRIP 02
Mikrochirurgische Federschere
Micro Spring Scissors
Art.-Nr. 8600502

03 TOUCHGRIP 03
Mikrochirurgischer Skalpellgriff
Micro Scalpel Handle
Art.-Nr. 8600503

04 TOUCHGRIP 04
Mikrochirurgischer Nadelhalter
Micro Needle Holder
Art.-Nr. 8600504

05 TOUCHGRIP 05
Papillenelevator
Papilla Elevator
Art.-Nr. 8600505

06 TOUCHGRIP 06
Tunnelinstrument kombiniert
Tunneling Knife
Art.-Nr. 8600506

07 TOUCHGRIP 07
Raspatorium palatinal
Palatal Periosteal Elevator
Art.-Nr. 8600507


08 TOUCHGRIP 08
Raspatorium mit Prichard-Abhalter
Raspatory with Prichard Retractor
Art.-Nr. 8600508

09 TOUCHGRIP 09
Skalpellgriff für Standardklingen
Scalpel Handle for stand blades
Art.-Nr. 8600509

10 TOUCHGRIP 10
PA-Sonde
PA-Probe
Art.-Nr. 8600510

11 TOUCHGRIP 11
Mundspiegel mit Lippenhalter
Mirror with Lip Holder
Art.-Nr. 8600511

12 TOUCHGRIP 12
Hilger-Abhalter
Hilger Retractor
Art.-Nr. 8600512



13 TOUCHGRIP 13
Kürette abgewinkelt
Curved Curette
Art.-Nr. 8600513

14 TOUCHGRIP 14
Kürette gerade
Straight Curette
Art.-Nr. 8600514

15 TOUCHGRIP 15
Hygienist Scaler
Hygienist Scaler
Art.-Nr. 8600517

16 TOUCHGRIP 16
Back-Action-Meißel
Back-Action Chisel
Art.-Nr. 8600516

17 TOUCHGRIP 17
Fedi Knochenmeißel
Fedi Bone Chisel
Art.-Nr. 8600517

18 TOUCHGRIP 18
Scharfer Löffel
Sharp Spoon
Art.-Nr. 8600518

19 TOUCHGRIP 19
Knochenschaber
Bone Scraper
Art.-Nr. 8600519


20 TOUCHGRIP 20
Arterienklemme
Haemostatic Forceps
Art.-Nr. 8600520

21 TOUCHGRIP 21
Gap Plugger
Gap Plugger
Art.-Nr. 8600521

22 TOUCHGRIP 22
Mikroanatomische Pinzette
Micro Anatomic Forceps, straight
Art.-Nr. 8600522

23 TOUCHGRIP 23
Mikrochirurgischer Nadelhalter, extra-fein
Micro Needle Holder, straight, extra fine
Art.-Nr. 8600523

24 TOUCHGRIP 24
Furkationssonde
Furcation Probe
Art.-Nr. 8600524



11 **TOUCHGRIP 11**
Mundspiegel mit Lippenhalter
Mirror with Lip Holder
Art.-Nr. 8600511

16 **TOUCHGRIP 16**
Back-Action-Meißel
Back-Action Chisel
Art.-Nr. 8600516

17 **TOUCHGRIP 17**
Fedi Knochenmeißel
Fedi Bone Chisel
Art.-Nr. 8600517

19 **TOUCHGRIP 19**
Knochenschaber
Bone Scraper
Art.-Nr. 8600519

24 **TOUCHGRIP 24**
Furkationssonde
Furcation Probe
Art.-Nr. 8600524

29 **TOUCHGRIP 29**
PA-Sonde, North Carolina CNC
PA-Probe, North Carolina CNC
Art.-Nr. 8600529

30 **TOUCHGRIP 30**
Furkator Kürette
Furcator Curette
Art.-Nr. 8600650


31 **TOUCHGRIP 31**
Universal Kürette langer 3/4 Mini 5
Universal Curette long 3/4 Mini 5
Art.-Nr. 8600651

32 **TOUCHGRIP 32**
Spezial Kürette Gracey 5-6
Special Curette Gracey 5-6
Art.-Nr. 8600652

33 **TOUCHGRIP 33**
Explorer 11-12
Explorer 11-12
Art.-Nr. 8600653

34 **TOUCHGRIP 34**
Spezial Kürette Gracey 11-12
Special Curette Gracey 11-12
Art.-Nr. 8600654

35 **TOUCHGRIP 35**
Spezial Kürette Gracey 13-14
Special Curette Gracey 13-14
Art.-Nr. 8600655



18

TOUCHGRIP 18
Scharfer Löffel
Sharp Spoon
Art.-Nr. 8600518

26

TOUCHGRIP 26
Approximal-Desmotom
Approximal-Desmotom
Art.-Nr. 8600526

27

TOUCHGRIP 27
Osteotom konkav 3,0
Osteotome concave 3.0
Art.-Nr. 8600527

28

TOUCHGRIP 28
Osteotom konkav 4,0
Osteotome concave 4.0
Art.-Nr. 8600528

29

TOUCHGRIP 29
PA-Sonde, North Carolina CNC
PA-Probe, North Carolina CNC
Art.-Nr. 8600529

36

TOUCHGRIP 36
Flachmeißel
Flat Chisel
Art.-Nr. 8600531

37

TOUCHGRIP 37
Kugelsonde
Ball Probe
Art.-Nr. 8600532

#1

Spezialwurzelseheber #1
mit abgeschrägter Kante links
Special Root Elevator
with beveled edge left
Art.-Nr. 8600700

#2

Spezialwurzelseheber #2
mit abgeschrägter Kante rechts
Special Root Elevator
with beveled edge right
Art.-Nr. 8600701

#3

Hammer #3
bleigefüllt, 20 mm, 16,5 cm, 140 g
Hammer, lead-filled, 20 mm,
16.5 cm, 140 g
Art.-Nr. 8600702

#4


Mini Friedman #4
Hohlmeißelzange, 14 cm, Winkel 30 Grad
Gouge pliers, 14 cm, angle 30 degrees
Art.-Nr. 8600703

#5

mamadent Makro Anmischbecher #5
rostfrei mit Deckel aus POM
Mixing Cup, stainless with POM lid
Art.-Nr. 8200663

#6

Anmischbecher, rostfrei #6
Mixing Cup, stainless
Art.-Nr. 8600705



Weitere Informationen
und Bestellungen unter:
www.touchgrip.de



American
Dental
Systems

**Hürzeler
/Zuhr**

American Dental Systems GmbH
Johann-Sebastian-Bach-Straße 42
85591 Vaterstetten

T +49 (0)8106 300 300
F +49 (0)8106 300 310
M info@ADSystems.de
W www.ADSystems.de

Sie finden uns auch auf:

